



自動排泄処理装置

排泄は個人の尊厳に関わる動作です。

尿意・便意を感じてから排泄を終了するまでの動きは、一連の総合的な動作です。部分的に対応するだけではなく、全体を見通してから総合的に支援していきましょう。

自動排泄処理装置

選ぶ前に知っておきたいこと

自動排泄処理装置を上手に使えるれば介助する側もされる側も快適に過ごせます。

自動排泄処理装置

選び方のポイント・目安

男性か女性か、尿器類の選択は大きな分かれ目です。ご利用者様それぞれの排泄方法に合った形や機能を選びましょう。また漏れが起きない使い方を考えましょう。

自動排泄処理装置

トイレに移動できない場合の排尿を支援

サービスコード 171013

介護予防 671013

ヒューマニー

ユニ・チャーム ヒューマンケア

ポイント おむつ交換の手間を軽減し、ご利用者様、介助者の睡眠を支援。



- 専用の吸引パッドを一緒にご使用ください。
- 必ずヒューマニー本体にセットして、専用の尿吸引パッドと組み合わせてご使用ください。

商品サイズ
 [ヒューマニー (本体)] □幅:18.5cm □長さ:23.5cm □高さ:21.5cm □質量:1.3kg
 [チューブ・タンクセット] □質量:0.6kg □ホース長さ:200cm □尿タンク容量:1L

品名	品番	メーカー品番	TAISコード
ヒューマニー (本体)	RHU-1000R1R	HU-1000R1R	01125-000012
チューブ・タンクセット ※介護保険対象購入	HU-ST01	HU-ST01	01125-000013
尿吸引パッド 共用 ※購入 (介護保険対象外)	HU-PAD/BOX	57189	01125-000002
尿吸引パッド 男性用 ※購入 (介護保険対象外)	HU-MPAD/BOX	56249	01125-000014

ヒューマニー (本体)	レンタル価格	お客様負担額
¥	¥	非課税
チューブタンクセット	尿吸引パッド (共用・男性用)	
販売価格 ¥	販売価格 ¥	課税

[尿吸引パッド 共用/男性用]
尿を検知するセンサーを内蔵したパッド。
必ずヒューマニー本体およびタンクチューブセットと組み合わせてご使用ください。

自動排泄処理装置

スカットクリーン

パラマウントベッド

ポイント トイレに移動・移乗できない方の、より自立した排尿を支援。



- レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引。寝たままでも使用でき、持ち運びもできるので、ご利用者様の状態や介護環境に合った使い方が可能。

商品サイズ
 [スカットクリーン (本体)] □幅:23.3cm □長さ:37.8cm □高さ:27.3cm □質量:5.0kg
 [男性用レシーバーセット] □質量:0.4kg □ホース長さ:200cm □尿タンク容量:3L
 [女性用レシーバーセット] □質量:0.5kg □ホース長さ:200cm □尿タンク容量:3L

品名	品番	メーカー品番	TAISコード
スカットクリーン (本体)	RKW-65H	KW-65H	00170-000707
男性用レシーバーセット ※介護保険対象購入	KW-65MRT	KW-65MRT	00170-000708
女性用レシーバーセット ※介護保険対象購入	KW-65WRT	KW-65WRT	00170-000709

スカットクリーン (本体)	レンタル価格	お客様負担額
¥	¥	課税
男性用レシーバーセット	女性用レシーバーセット	
販売価格 ¥	販売価格 ¥	課税

[男性用レシーバーセット]
就寝時などに長時間装着するためのシリコン製アタッチメントが付属。

[女性用レシーバーセット]
よりフィットしやすいように、身体に触れる部分には丸みをつけ、やわらかい材質を使用。

課税商品の「希望レンタル価格」及び「お客様負担」の金額は、全て税込みの金額となっております。

最新の情報は私たちのホームページをご覧ください。▶ <http://www.rentacom.in/>