



認知症老人 徘徊感知機器

感知機器を利用し、
安心で安全な生活を送りましょう。

認知症老人徘徊感知機器

選び方のポイント・目安

高齢者の任意の歩行・移動を「徘徊」という言葉で表現すること自体、認知症への理解が不足しているということなのかもしれません。高齢者が歩きまわることには、それなりの理由や意味があることを理解しましょう。このような感知機器は高齢者の移動を防止するのではなく、高齢者が移動し始めたことを知る手がかりに利用します。危険を防止するために一緒に歩きまわり、高齢者のケアの質を高めるために使用しましょう。

認知症老人徘徊感知機器

人の出入りをすぐにお知らせ

サービスコード 171011

介護予防 671011

家族コール1・Aタイプ床用


テクノスジャパン

ポイント ベッドからの離床を検知してお知らせし、介護の負担を軽減。



床センサー

設置イメージ



Copyright © 2009 Technis Japan Co. Ltd. All Rights Reserved.



コンソール

メロディ
チャイム

- 加圧式・・・ベッドから降りると報知。
- 気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ。
- 8種類のメロディを、3段階の音量にて設定。

商品サイズ

【床センサー】 □幅:100cm □長さ:50cm □厚さ:0.4cm

【コンソール】 □幅:11.2cm □長さ:6.7cm □厚さ:2.8cm

【メロディチャイム】 □幅:8.5cm □長さ:17cm □厚さ:3.5cm

○通達距離:約60m ○電源=コンソール:AC100V(ACアダプタ付)/006P 9V アルカリ電池1個 両用使用可。

メロディチャイム:AC100V(ACアダプタ付)

品名	品番	メーカー品番	TAISコード
家族コール1・Aタイプ床用	RHK-1A	HK-1A	00318-000032
家族コール1・Aタイプ床用	レンタル価格		お客様負担額
¥	¥		課税

家族コール1・Bタイプベッド用


テクノスジャパン

ポイント ベッドからの起き上がりを検知してお知らせし、介護の負担を軽減。



ベッドセンサー

設置イメージ



Copyright © 2009 Technis Japan Co. Ltd. All Rights Reserved.



コンソール

メロディ
チャイム

- 除圧式・・・ベッドで起き上がると報知。
- 気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ。
- 8種類のメロディを、3段階の音量にて設定。

商品サイズ

【ベッドセンサー】 □幅:80cm □長さ:25cm □厚さ:1cm

【コンソール】 □幅:11.2cm □長さ:6.7cm □厚さ:2.8cm

【メロディチャイム】 □幅:8.5cm □長さ:17cm □厚さ:3.5cm

○通達距離:約60m ○電源=コンソール:AC100V(ACアダプタ付)/006P 9V アルカリ電池1個 両用使用可。

メロディチャイム:AC100V(ACアダプタ付)

品名	品番	メーカー品番	TAISコード
家族コール1・Bタイプベッド用	RHK-1B	HK-1B	00318-000033
家族コール1・Bタイプベッド用	レンタル価格		お客様負担額
¥	¥		課税

ワイヤレス徘徊検知キット

オブテックス

ポイント 人が通過するとチャイムでお知らせし、介護の負担を軽減。



- 無線式セキュリティシステム
- 電波到達距離:約100m ※設置場所によって変わる場合あり

商品サイズ

【送信器】 □幅:6.2cm □奥行:5.5cm □高さ:19.8cm □質量:0.33kg

【受信器】 □幅:10.7cm □奥行:4cm □高さ:18cm □質量:0.53kg

○電源=送信器:単3乾電池3本/受信器:家庭用コンセント

○電池寿命:約1年(アルカリ乾電池使用で1日に500回送信した場合)

品名	品番	メーカー品番	JANコード
ワイヤレス徘徊検知キット	RSTD5-SRC5	S-TD5 (送信器)	4984386043126 (送信器)
		S-RC5 (受信器)	4984386043133 (受信器)
ワイヤレス徘徊検知キット	レンタル価格		お客様負担額
¥	¥		課税

課税商品の「希望レンタル価格」及び「お客様負担」の金額は、全て税込みの金額となっております。